

他のバージョンアップTypeもご用意しております。ご相談ください。

あなたの困ったは、どのタイプ？ 3800N Type別

【BASE-UP】 操作性に関する困った! WinXP対応したい!

- 自動化測定をしたい
 - ▶ レシビ機能での自動測定化(対象機種: SPA-400/E-sweep/SPA-300HV)
 - ▶ データバッチ処理でデータを自動処理
- 形状・物性像をイメージしやすくしたい
 - ▶ オーバーレイ表示による形状・物性像のイメージ表現力アップ!

【Type-A】 計測・ダメージに関する困った!

- ハイアスペクト測定が困難
- カンチレバー磨耗や試料へのダメージが心配
 - ▶ SISモード対応で改善!(世界最先端の形状測定モードを実現!)
- 感度・応答性の制御が上手くいかない。
 - ▶ アクティブQ制御で改善!(ベストなQ値で測定を!)

【Type-B】 計測・位置再現性に関する困った!

- SPMの画像を拡大すると位置ズレする
- ヒステリシス・クリープの影響が心配
 - ▶ クローズドループスキャナ対応で改善!(抜群の位置再現性! 対象機種SPA-400)

【Type-C】 後処理解析に関する困った!

- 解析ソフトを充実させたい
 - ▶ 各種解析ソフトで改善!(新粒子解析ソフトでの各種解析!)

下記に御記入の上、FAX願います。

至急見積もり 詳細説明希望 他の型式Typeを知りたい 測定内

御社名	御所属
お名前	お電話
ご住所	

このまま **FAX: 03-6280-0073**



エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社

本社 東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル 〒104-0041
大阪営業所 大阪府豊中市新千里西町1-1-4 千里中央ツインビル別館 〒560-0083
名古屋営業所 愛知県名古屋市中区葵3-15-31 住友生命千種第2ビル 〒461-0004

☎ 03-6280-0077
☎ 06-6871-8453
☎ 052-935-8595

URL: <http://www.siint.com>

※アフターサービスに関するお問い合わせ 株式会社エポードサービス ☎03-5540-7300(代)
※製品の改良に伴い仕様・外観を変更する場合があります。 ※このパンフレットは再生紙を使用しています。